

Линейка лабораторных мельниц CT 293 Cyclotec™, CM 290 Cemotec™, KN 295 Knifetec™, Hammertec™, гомогенизаторы HM 294 и HM 297



Серия Labtec

Линейка лабораторных мельниц может использоваться для решения широкого круга задач по подготовке образцов как для традиционной влажной химии, так и для инструментального анализа. Линейка включает CM 290 Cemotec™ для измельчения твердых образцов без потери влаги; CT 293 Cyclotec™ для однородного измельчения сухих образцов и KN 295 Knifetec™ для подготовки образцов с высокой жирностью, влажностью и волокнистостью, Hammertec™, специально предназначенную для определения числа падения, а также гомогенизаторы HM и HM 297 для быстрой гомогенизации больших образцов с высоким содержанием жира или масла.

Образец

- Сырье и готовые продукты в пищевой и кормовой промышленности, а также сельском хозяйстве
- Также используется в широком круге задач в промышленности

Требования к установке

CM 290 Cemotec™

Электропитание:	200-230 В, 50-60 Гц 115 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	450 Вт
Вес нетто:	21,3 кг
Размеры, Д x Ш x В:	167 x 385 x 350 мм
Скорость ротора, измельчающий диск:	3000 об/мин

CT 293 Cyclotec™

Электропитание:	200-230 В, 50-60 Гц 115 В, 60 Гц
Потребляемая мощность:	600 Вт
Вес нетто:	21,2 кг
Размеры, Д x Ш x В:	317 x 307 x 452 мм
Скорость ротора, крыльчатка:	10 000 об/мин

KN 295 Knifetec™

Электропитание:	230 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	600 Вт
Вес нетто:	7,5 кг
Размеры, Д x Ш x В:	190 x 322 x 237 мм
Скорость ротора, крыльчатка:	16 000 об/мин
Водоснабжение:	2 л/мин, 10-15°C

Hammertec™

Электропитание:	200-240 В пер. тока, 50-60 Гц 100-120 В пер. тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность:	1300 Вт
Масса:	40,6 кг
Размер: (ШxГxВ)	240 x 555 x 460 мм
Шум:	Менее 80 дБ
Температура:	использование внутри помещений, 5-40 °С

Гомогенизатор НМ 294

Электропитание:	1-фазн. сеть 230 В, 50 Гц 1-фазн. сеть 115 В, 60 Гц
Потребляемая мощность:	500 Вт
Вес нетто:	15 кг
Емкость:	Камера 3,5 л 1,5 л жидкого содержимого
Скорость ротора:	1500 об/мин
Размеры, Д x Ш x В:	250 x 410 x 300 мм

Гомогенизатор НМ 297

Электропитание:	3-фазн. сеть 400 В, 50 Гц 1-фазн. сеть 115 В, 60 Гц
Потребляемая мощность:	750 Вт 1-фазн. / 1400 Вт 3-фазн.
Вес нетто:	25,5 кг
Емкость:	Камера 5,5 л 2,5 л жидкого содержимого
Скорость ротора:	1500 об/мин (1-фазн.) 1500 и 3000 об/мин (3-фазн.)
Размеры, Д x Ш x В:	270 x 460 x 400 мм

FOSS

FOSS, Представительство в РФ – ООО "Фосс Электрик"
ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5-6, оф.1.1
115280, г. Москва
Россия

Тел.: +7 (499) 265-70-70
Факс: +7 (499) 265-70-70

Russia@foss.dk
www.foss.ru